

## PŘÍPRAVA PACIENTA NA TESTOVÁNÍ FeNO



**JEDNÁ SE O NAVRHOVANÝ PROTOKOL, ALE MOHOU BÝT K DISPOZICI I JINÉ PROTOKOLY.**

### 24 HODIN PŘED TESTOVÁNÍM:

Doporučujeme vyhnout se konzumaci alkoholu po dobu 24 hodin před testováním<sup>1</sup>.

### 12 HODIN PŘED TESTOVÁNÍM:

Doporučujeme vyhnout se kouření po dobu 12 hodin před testováním.

Doporučujeme vyhnout se konzumaci potravin s vysokým obsahem dusičnanů, což mimo jiné zahrnuje následující<sup>2</sup>:

• Rukola	• Tuřín	• Mrkev
• Špenát	• Zelí	• Brambory
• Hlávkový salát	• Zelené fazole	• Česnek
• Ředkev	• Pórek	• Sladká paprika
• Červená řepa	• Jarní cibulka	• Zelený paprika
• Pekingské zelí	• Okurka	

### DEN TESTOVÁNÍ:

V den testování doporučujeme vyhnout se 1 hodinu před testováním následujícím činnostem<sup>2</sup>:

• Jídlo	• Kouření
• Pítí	• Cvičení

\*Pokyny ATS/ERS obsažené na odkazech níže uvádějí, že uvedené činnosti mohou ovlivnit hodnoty FeNO, a proto společnost MGC Diagnostics doporučuje po určitou dobu se těchto činností zdržet.

#### REFERENCE:

1. Doporučení ATS/ERS pro standardizované postupy online a offline měření vydechovaného oxidu dusnatého dolních cest dýchacích a nosního oxidu dusnatého, 2205. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2005; 171(8): 912-930.
2. Lidder S, Webb A. Cévní účinky dusičnanů v potravě (v zelené listové zelenině a červené řepě) cestou dusičnan-dusičnan-oxid dusnatý. British Journal of Clinical Pharmacology. 2013; 75(3): 677-696.



MGC DIAGNOSTICS CORPORATION, through its subsidiary Medisoft S.A.  
350 Oak Grove Parkway St. Paul, Minnesota USA 55127-8599

 Medisoft S.A. P.A.E de Sorinnes, Rue du Clairon 5  
5503 Sorinnes BELGIUM

© 2024 MGC Diagnostics Corporation or one of its affiliates. All rights reserved.

All specifications subject to change without notice. Products may vary from those illustrated.

MGC Diagnostics and its affiliates are equal opportunity/affirmative action employers committed to cultural diversity in the workforce.

Part# 060178-019 RevA

